

LED Gezichtsmasker

- 3 in 1, blauw, rood en NIR Led
- Oplaadbaar
- Afstandsbediening/draadloos



Rood licht (625-700nm)

Aanbevolen voor een stralende tint, poriën menig, het verminderen van fijne lijntjes, verdichting van de huid en preventie van veroudering. Rood licht wordt het meest gebruikt bij fototherapie. Rood en infrarood zijn ook een perfecte combinatie om alopecia te behandelen.

Blauw licht (430-450nm)

Om acne te behandelen en overtollig talg te verminderen, desinfecteert en geneest. Anti-bacterieel., Wordt ook gebruikt om rosacea en een vette huid te behandelen. De blauwe led-behandeling wordt ook aanbevolen om ontstekingen en irritaties te verlichten.

Infrarood (800-950nm)

Aanwezig in talrijke studies die inherent zijn aan fotomodulatie, gaat dit diep in de dermis aan de rand van de epidermis om cellen te activeren. Naast rood is infrarood bijzonder effectief voor anti-verouderingsbehandelingen en in geval van haaruitval.

Nabij infrarood LED


Een van de kerntechnologieën van het masker is NIR LED, dat collageen activeert door de huidlaag van de huid binnen te dringen. Het wordt het levenslicht genoemd dat helpt met het verbeteren van de huid in verschillende vormen. Het licht is met het blote oog niet te zien, alleen met een speciale camera.


Golflengte (nm)

400-450 nm
600-650 nm
650-750 nm
750-940 nm
950-1100 nm

Penetratie (mm)

0,5 - 1 mm
± 1.0 - 2.0 mm
2.0 mm
3.0 mm
1.0 mm





Bescherm uw ogen comfortabel tijdens het dragen.

Kan in het dagelijks leven worden gebruikt met een open gezichtsveld. Met geïntegreerde siliconen-beschermer.

Verstelbare boven- en onderkaak volgens gezichtsgrootte



Volledige draadloos.
Gemakkelijk te gebruiken zonder kabels

Gebruik één knop voor het instellen van modus en tijd

Productnaam	LED-therapiemasker
LED Aantal.	Osram 120 stuks (waterdicht, stofdicht) 40 stuks Blauw licht 40 stuks ROOD licht 40 stuks NIR licht
Voorzien van	Ingebouwde batterij, Met afstandsbediening
Gewicht	Ongeveer 314 g
Batterij	3.7V / 1000MAH lithium-polymeerbatterij 5V 1A, kan worden opgeladen via computer en powerbank
Materiaal	ABS en siliconen
Formaat	190 * 108 * 188 mm

Hoe te gebruiken




1 Opladen voor gebruik.



2 Maak de huid schoon en smeer de huid met verzorgingsproduct in.



3 Zet het masker aan, zet het masker op en verstel deze naar wens.



4 Verwijder het plastic tussen de batterij van de afstandsbediening om er gebruik van te kunnen maken.

Mode	Tijdsinstelling	Werkende leds	Effect
Rood 5 min.	5 minuten	Rood+NIR LED	Whitening, rimpelverbetering, helderheid
Rood 10 min.	10 minuten	Rood+NIR LED	Whitening, rimpelverbetering, helderheid
Blauw 5 min.	5 minuten	Blauw LED	Verbeter acne, schone huid
Blauw 10 min.	10 minuten	Blauw LED	Verbeter acne, schone huid
Rood 10 min. Blauw 10 min.	20 minuten	Rood+NIR LED Blauw LED	Whitening, rimpelverbetering, helderheid, Verbeter acne, schone huid